

# BurnTec®

FIRST AID FOR BURNS

## PRVÁ POMOC PRI POPÁLENINÁCH

Sme hrdý na to, že prinášame produkty novej technológie - **obväzy a náplaste prvej pomoci BurnTec®**. BurnTec® je certifikovaná FDA a CE a v súčasnosti sa používa najmä v USA a európskych krajinách. Tento hydrogél obväz je odlišný od ostatných obväzov prvej pomoci vďaka **stabilnej krycej hydrogélovej štruktúre**.

Obväz bol posilnený netkanou textíliou lekárskej kvality, ktorá umožňuje jeho **praktické použitie**. Táto stabilná štruktúra eliminuje riziko rozliatia alebo poškodenia chladiaceho hydrogélu.

Inými slovami, hydrogél **zostáva nad miestom popálenia a zabraňuje rozliatiu hydrogélu** mimo povrch tela a do telesných dutín. To tiež eliminuje riziko udusení počas kyslíkovej terapie.

Zloženie obväzu BurnTec® obsahuje **kvapalné prírodné a syntetické polyméry** zosieťované iónom elektrónov. BurnTec® **ochladzuje poškodenú oblasť a zaisťuje upokojujúci účinok až 24 hodín**. Sterilný neprilnavý obväz je absorpcný, zachytí sekréciu (exsudát) a baktérie z rany v géli. **Krytie je priepustné pre vodnú paru a kyslík, ale nepriepustné pre baktérie, ktoré pomáhajú chrániť ranu pred vonkajšou kontamináciou a umožňujú jej dýchať**. Materiál je **biokompatibilný a nespôsobuje alergické reakcie**.




SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina, email: medical@selvit.sk, www.selvit.sk  
tel: +421 41 56 89 416, mobil: 0903 891 006

BurnTec® je moderný hydrogél obväz používaný na rôzne poškodenia kože 1., 2. a 3. stupňa (tepelné, chemické a elektrické).

Tento obväz môže byť tiež použitý na poskytnutie úľavy od iných poranení kože, ako sú spálenie, odreniny, modriny, opuchy alebo uštipnutia hmyzom.



Okamžitá aplikácia obväzu **znižuje riziko vzniku hypertrofických jaziev**. Nelepivé vlastnosti materiálu umožňujú **bezbolestnú výmenu obväzu a neničia granuláciu alebo vrstvy nového epitelu**.

Obväzy BurnTec® sú teraz používané americkým námorným zborom IFAK (U.S. Navy zoznam povolených lekárskeho prípravkov) a získali medzinárodné uznanie za prelomové inovácie na 42. svetovej výstave vynálezov a inovácií v Bruseli Eureka, medzinárodnej výstave vynálezov (IENA) v Nürnberegu a medzinárodnej výstave Genius v Budapešti.



Používa sa pri liečbe a ošetrovaní:

### 1., 2. a 3. stupeň popálenia

TEPELNÉ | CHEMICKÉ |  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Spálenie (od slnka) Odreniny  
a podráždenia kože  
Podliatiny a opuchy  
Uhryznutie hmyzom  
Ďalšie poranenia kože

Výborné tepelné parametre vodivosti a vysoká tepelná kapacita hydrogélu pre prenos tepla z povrchu kože



PRVÁ POMOC

Popáleniny | Odreniny | Kožné Poranenia

# BurnTec®

Hydrogelové obvazy





Priedušné a vlhké prostredie, ktoré **podporuje hojenie** a chráni pred vonkajšími baktériami

Jednoduché použitie, **stabilný nelepivý hydrogél** nezanecháva žiadne zvyšky


Poskytuje **chladenie, pohodlie, upokojenie a úľavu po 24 hod.** pre celú škálu kožných zranení





  
2" x 2" (5 x 5 cm)


  
2.5" x 5" (6 x 12 cm)


  
4" x 4" (10 x 10 cm)


  
5" x 5" (12 x 12 cm)


  
5" x 10" (12 x 24 cm)


  
20 x 20 cm


  
22 x 28 cm


  
4" x 16" (10 x 40 cm)

  
16" x 24" (40 x 60 cm)

  
8" x 16" (20 x 40 cm)

  
10" x 10" (25 x 25 cm)

  
12" x 16" (30 x 40 cm)

  
16" x 24" (40 x 60 cm)



BurnTec® Burn Dressing Kit

– popáleninová sada v prenosnom púzdre.  
Sada obsahuje 1ks z nasledujúcich veľkostí:

	Veľkosť	Veľkosť
1.	5 x 5 cm	7. 22 x 28 cm
2.	6 x 12 cm	8. 20 x 40 cm
3.	10 x 10 cm	9. 40 x 60 cm
4.	12 x 12 cm	10. Facial Mask 25 x 25 cm
5.	12 x 24 cm	11. Facial Mask 30 x 40 cm
6.	20 x 20 cm	12. Facial Mask 40 x 60 cm

SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina, email: [medical@selvit.sk](mailto:medical@selvit.sk), [www.selvit.sk](http://www.selvit.sk)

tel: +421 41 56 89 416, mobil: 0903 891 006

