



SADA NA UZATVÁRANIE RÁN BEZ ŠITIA

ŠPECIFIKÁCIA

VEĽKOSŤ: 21x24x2,5cm; HMOTNOSŤ: 170g

POPIS OBSAHU



Slúži ako skvelá alternatíva k tradičným stehom. Umožňuje jednoduché a bezbolestné uzatváranie rezných a tržných rán. Sada obsahuje všetko, čo potrebujete na účinné ošetrenie rezných rán a poranení.

V prípade väčších rezných rán možno použiť viacero pásov na prekrytie rany, aby rana bezpečne držala. Vysoko priľnavý podklad a odolné rúno poskytujú bezpečnosť a ochranu a zabezpečujú pohodlné nosenie.

ZLOŽENIE SADY



3ks pásik na uzatváranie rán	×2
BZK antiseptický tampón	×10
sterilný tampón s alkoholom	×10
obvaz na rany 2 × 2" (5 x 5cm)	×4
obvaz na rany 4 × 4" (10 x 10cm)	×4
priehľadný adhezívny obvaz na rany	×2
nožnice na obvazy	×1
PE páska (leukoplast) 2,5 x 500cm	×1
PBT obvaz 7,5 x 457cm	×1
nitrilové rukavice	×1 pár
návod na použitie	×1

UPOZORNENIA

Potenciálne príčiny nedostatočnej priľnavosti sú prítomnosť exsudátu, kožných olejov, vlhkosti, vlasov, silne zvráskavenej kože alebo oblasť nad telesnými kĺbmi.

V nasledujúcich prípadoch sa neodporúča použitie:

A) Silne alergická koža B) Infikované rany C) Rana alebo tržná rana je príliš veľká D) Kritický stav pacienta

Sada na uzatvorenie rán bez šitia nenahrádza zastavenie masívneho krvácania!

Vtedy je potrebné navštíviť lekára alebo privolať rýchlu zdravotnícku pomoc!

Predaj, servis a zákaznícka podpora:

SELVIT, spol. s r.o.; Tichá ulica 8560/15A, 010 01 Žilina

mobil: 0903 891 006; email: medical@selvit.sk; eshop.selvit.sk